

Micro Balloon Catheter

Pegasus



株式会社 ユー・ティー・エム

Micro Balloon Catheter

Pegasus

中心循環系閉塞術用血管内カテーテル


肝臓がんのTACEを想定したオクリュージョンバルーンカテーテル

- ✓4Fr親カテーテル(0.038inchガイドワイヤー適合品)に挿入可能
- ✓末梢到達性を重視した先端外径1.8Fr
- ✓バルーンの位置確認がしやすい2マーカ仕様
- ✓インジェクター造影が可能(最大耐圧:700PSI)
- ✓付属品(30mL収縮用シリンジ、1mL拡張用シリンジ、薬剤等注入用1mLシリンジ、接続チューブ、三方活栓)

balloon length 8mm

末梢到達性を重視したShort balloon length Type

品番	外径		内径	有効長	バルーン外径	バルーン長	マーカ数	最大耐圧	最大適合ガイドワイヤー径
	先端部	手元部							
BC1828105085	1.8Fr	2.8Fr	0.018"	105cm	3mm~5mm	8mm	2	700PSI	0.016"
BC1828125085				125cm					



バルーン推奨容量	
BL外径 3mm~5mm	3mm:0.03~0.04mL
	4mm:0.06~0.07mL
	5mm:0.12~0.13mL

※上記以外の品番、付属品の有無につきましては弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。

※製品改良の為、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。

※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

販売名: UTMオクリュージョンカテーテル
 一般的名称: 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル
 医療機器承認番号: 22600BZX00360000
 高度管理医療機器
 保険医療材料請求分類: オクリュージョンカテーテル
 特殊型



株式会社 ユー・ティー・エム

〒463-0037

愛知県名古屋市守山区天子田3丁目901

TEL 052-726-8400 FAX 052-726-8401

本社/〒440-0858

愛知県豊橋市つつじが丘2丁目16-3

TEL 0532-63-4326 FAX 0532-61-1134

http://www.utm-m.co.jp