

# Carry Gaia

血管内処置診断用マイクロカテーテル



株式会社 ユー・ティー・エム

# Carry Gaia

キャリー ガイア  
血管内処置診断用マイクロカテーテル

より末梢に、より高流量に…  
先進のテクノロジーにより追従性とフローレートが更にアップ


硬度バランスを変える事により、プッシュビリティーが向上しました。

## Selective 1.8Fr/2.7Fr

品番	外径		最小内径 (先端部)	最大内径 (手元部)	有効長	先端柔軟長	マーカーク数	最大適合 ガイドワイヤー径	先端形状
	先端部	手元部							
ES1827-110	1.8Fr	2.7Fr	0.017"	0.024"	110cm	60cm	1	0.016"	ストレート
ES1827-130					130cm				
ES1827-150					150cm				
ES1827-110-45A					110cm				45° アングル
ES1827-130-45A					130cm				
ES1827-150-45A					150cm				

## Selective 2.0Fr/2.7Fr

品番	外径		最小内径 (先端部)	最大内径 (手元部)	有効長	先端柔軟長	マーカーク数	最大適合 ガイドワイヤー径	先端形状
	先端部	手元部							
ES2027-110	2.0Fr	2.7Fr	0.020"	0.024"	110cm	60cm	1	0.018"	ストレート
ES2027-130					130cm				
ES2027-150					150cm				
ES2027-110-45A					110cm				45° アングル
ES2027-130-45A					130cm				
ES2027-150-45A					150cm				



※先端形状アングルタイプも取り揃えております。(品番は末尾に“-45A”が追加されます。)  
 ※上記以外の品番、付属品の有無につきましては弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。  
 ※製品改良の為、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。  
 ※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

販売名: キャリー

一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル  
 医療機器承認番号: 21600BZZ00598000  
 高度管理医療機器  
 保険医療材料請求分類: マイクロカテ・OSB

**U&M** 株式会社ユー・ティー・エム

UTM

〒463-0037

愛知県名古屋市守山区天子田3丁目901

TEL 052-726-8400 FAX 052-726-8401

本社/〒440-0858

愛知県豊橋市つつじが丘2丁目16-3

TEL 0532-63-4326 FAX 0532-61-1134

<http://www.utm-m.co.jp>